

## Unité d'extraction de fibres brutes semi-automatique

Manipulation simple : L'utilisateur est guidé à travers le processus par des messages sur l'écran. La méthode behr ABP (« acknowledge before proceeding » – « confirmer avant de continuer »), pour garantir une sécurité analytique optimale. La commande manuelle des pompes à air et d'aspiration est possible. Le bâti des charges d'échantillons pratique pour le creuset filtrant évite les pertes d'échantillons. Les mêmes creuset peuvent être utilisés dans l'unité d'extraction à froid DG 2+2 ou DG 6.

