

Les analyseurs CDR OxiTester pour huile d'olive



	CDR OXITESTER	CDR OXITESTER JUNIOR
Analyses	Acidité Peroxydes Polyphénols K 270	Acidité Peroxydes Polyphénols (option) Indice de stabilité (option)
Analyses simultanées	16	3
Possibilité d'effectuer plusieurs analyses sur le même échantillon	+	-
Module incubation	Bloc thermostatage à 37°C 16 positions	Bloc de lecture thermostaté a 37°C avec fonction d'incubation
Mémoire interne pour stocker les résultats des analyses	+	+
Écran tactile	+	+
Imprimante	+	-
Port USB pour connexion clé	+	-
Port USB pour connexion PC	+	+
Port Ethernet (LAN)	+	-
Liaison wireless pour imprimante externe	-	+
Dimensions et Poids	32 X 29,5 X 13 cm (L x P x H) – 2,8 Kg	15 x 22 x 8,3 cm (L x P x H) – 0,80 Kg
Alimentation batterie à ions de lithium	-	-